

MORRAL BOTIQUIN TIPO A

<p>DENOMINACION:</p>	<p>BOTIQUIN TIPO MORRAL DE TRAUMA</p>
<p>DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS:</p> <p>Marca: Nacional Es portátil: Sí Material: Lona roja Medidas: 50 x 40 x 16 Capacidad: 32 litros Resiste hasta 20 kg de peso.</p> <p>Bolso en lona tipo morral para Botiquín tipo trauma, con correas para cargar en los hombros, ajustable.</p> <p>SE ARMA SEGÚN LA LISTA DE INSUMOS QUE SOLICITE EL CLIENTE</p>	<div data-bbox="933 556 1279 913" data-label="Image"> </div> <p>-Para el manejo efectivo del botiquín; se requiere dotar con los elementos de primeros auxilios y que el personal que lo va utilizar reciba capacitación personalizada.</p>
<p>INTRUCCIONES DE USO:</p>	<p>Su uso es para el almacenamiento de implementos de bioseguridad (primeros auxilios) y manipular en la primera atención en salud en caso de incidente o accidente.</p>
<p>UNIDAD DE MEDIDA Y CAPACIDAD:</p>	<p>Puede almacenar hasta 40 elementos (incluyendo Juego de inmovilizadores), cuyo peso no exceda 20 kg, ni 32 litros de volumen.</p>
<p>MANTENIMIENTO:</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Lavar y desinfectar si hay presencia de suciedad o derrames en él. -Mantener alejado de fuentes o superficies calientes. -Revisar periódicamente, verificar que este en buen estado.
<p>GARANTIA:</p>	<p>Garantía por 30 días en defectos de fabricación</p>
<p>RECOMENDACIÓN:</p>	<p>Dotar botiquín según recomendaciones por personal idóneo</p>